



# Hoortoestellen in de praktijk

**AURIS AUDIOLOGISCH CENTRUM VOOR GEHOOR,  
SPRAAK EN TAAL**

Een hoortoestel is een kleine geluidsversterker. Het is een hulpmiddel om beter te horen.

Hoortoestellen kunnen niet het eigen, goede gehoor teruggeven. Er blijven dus situaties bestaan waarin spraak verstaan lastig is. Wanneer u twijfelt over de instelling van uw hoortoestellen, kunt u een gehooronderzoek en hoortoestelcontrole aanvragen bij het Audiologisch Centrum.

Een hoortoestel bestaat uit verschillende delen:

- Het hoortoestel zelf
- Het slangetje
- Het oorstukje

Om problemen te voorkomen, is een goed onderhoud van hoortoestellen nodig.

## **Gebruik en onderhoud van hoortoestellen**

Het is het best om een hoortoestel de hele dag te dragen. Zo raakt u het makkelijkst gewend aan de klank en geluiden die u hoort.

Het toestel mag niet nat worden. U moet het dus uitdoen als u doucht of in bad gaat of wanneer u gaat zwemmen. In de regen kunt u het best een capuchon opzetten. Zorg er ook voor dat er geen haarlak op het hoortoestel komt. Bewaar uw hoortoestellen uit de buurt van dieren en kleine kinderen.

Een hoortoestel werkt op batterijen. Het type batterij is afhankelijk van het type hoortoestel. De kleur van de verpakking kan u helpen het juiste type batterij te kopen. Wanneer de batterijen aan vervanging toe zijn, hangt af van het type batterij en de versterking die het hoortoestel moet leveren. De meeste hoortoestellen geven een geluidssignaal als de batterijen bijna op zijn. De audicien kan u laten horen hoe dit klinkt.

Hoortoestellen kunnen verschillende programma's of instellingen hebben. Overschakelen naar een ander programma kan dan via een knopje op het toestel, via een afstandsbediening of een app op uw telefoon. Vraag uw audicien om u uit te leggen hoe dit werkt. De audicien kan ook uitleggen in welke situatie u welk programma nodig hebt.

Maak het hoortoestel en het oorstukje regelmatig schoon. Bij sommige typen hoortoestellen moet er ook regelmatig een filtertje vervangen worden. Bij toestellen met een verbindingsslangetje kan het slangetje hard worden, het moet dan vervangen worden. In de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestel kunt u vinden wat er voor uw type toestel nodig is. U kunt natuurlijk ook de audicien om uitleg vragen.

Wanneer het oorstukje niet goed in het oor zit of pijn doet, kunt u contact opnemen met de audicien om dit aan te laten passen.

## **Het hoortoestel functioneert niet of is niet hard genoeg**

- Wat kunt u zelf doen of controleren?
- Het toestel staat uit: zet het toestel aan door de batterijlade te sluiten
- Batterij is leeg: vervang de batterij

- Het oorstukje is verstopt: maak het oorstukje schoon
- Er zitten waterdruppels in het oorstukje en/of slangetje (bijv. na schoonmaken of bij veel zweten): blaas met het blaaspeertje de druppels uit het slangetje en/of het oorstukje
- Zet het volume harder
- Het hoortoestel zit niet goed in het oor: plaats het hoortoestel goed in het oor

## **Het hoortoestel fluit**

- Het oorstukje sluit de gehoorgang onvoldoende af of het oorstukje zit niet goed in de gehoorgang: plaats het hoortoestel goed in het oor. Let erop dat het oorstukje voldoende diep in de gehoorgang zit
- Het verbindingsslangetje van het hoortoestel is gescheurd of zit los: vervang het verbindingsslangetje
- Overtollig oorsmeer in de gehoorgang: reinig het oorstukje en maak zondig een afspraak bij uw huisarts of KNO-arts om uw oren te laten schoonmaken.

Soms geven hoortoestellen problemen. De meeste kunt u zelf oplossen. Indien het hoortoestel na bovenstaande controles nog niet goed functioneert, kunt u contact opnemen met uw audicien.

## **Locaties**

Audiologisch Centrum Rotterdam  
Ammanplein 2  
3031 RT Rotterdam  
T: (010) 413 22 80  
E: acrotterdam@auris.nl

Audiologisch Centrum Goes  
Voorstad 78  
4461 KP Goes  
T: (0113) 25 03 42  
E: acgoes@auris.nl

Audiologisch Centrum Bergen op Zoom  
Marslaan 7  
4624 CT Bergen op Zoom  
T: (0164) 26 65 99  
E: acbergenopzoom@auris.nl